

CarboEye Tea

Soluzione Oftalmica Lubrificante con Ipromellosa

La secchezza oculare è spesso responsabile dei danni alla superficie dell'occhio. Può provocare irritazione, prurito, bruciore e stanchezza oculare. Inoltre può essere legata a varie cause ambientali, come l'esposizione prolungata alla luce solare, l'uso prolungato di videotermini, aria condizionata, o come conseguenza di patologie oculari di vario genere. L'uso di una soluzione oftalmica basata sull'ipromellosa appositamente formulata per trattare la secchezza e la protezione della cornea, assicura, con la sua elevata viscoelasticità, il giusto grado d'idratazione, in modo da alleviare i sintomi associati alla Dry eye syndrome. La presenza di acque distillate di origine vegetale migliora l'idratazione corneale.

Indicazioni:

Soluzione oftalmica lubrificante indicata nel trattamento sintomatico della sindrome dell'occhio secco. Indicato anche per la protezione corneale come sostituto lacrimale.

Modalità d'uso:

Instillare una o due gocce in ciascun occhio una o più volte al giorno o secondo parere medico.

Composizione:

Acqua di tè verde, acqua di camomilla, ipromellosa, EDTA sale bisodico, potassio sorbato, soluzione isotonica tamponata pH 7,2.

Avvertenze:

- Non utilizzare il prodotto se allergici con ipersensibilità nota ad uno qualsiasi dei componenti.
- Il prodotto è sterile fino all'apertura del flacone.
- Richiudere bene il flacone dopo l'uso.
- Non utilizzare il prodotto dopo 60 giorni dall'apertura.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla scatola e sul flacone.
- Tenere lontano da fonti di calore e dalla portata dei bambini.
- Non ingerire.
- Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra.
- In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico.
- Prestare attenzione affinché la punta del flacone non entri in contatto con l'occhio.
- Non disperdere il flacone nell'ambiente dopo l'uso.

Rev. 11/2017

CE 1370

STERILE A

10 ml  

Distributore: 360 Oftal SRL, Via Lombardia 6/b, 90144 Palermo, IT

 ITALDEVICE Srl - Via Laurentina Km 26.700 - 00071 Pomezia (RM) Italia

CarboEye Tea

Lubricating Ophthalmic Solution with Hypromellose

Dry eye, a widespread phenomenon, is often responsible for damage to the surface of the eye. It is manifested with irritation, itching, burning, and tiredness, and may be linked to variety of causes—either environmental, such as excessive exposure to sunlight, prolonged use of video terminal, and air-conditioned environments, or as a consequence of eye pathologies. The use of Hypromellose-based ophthalmic solution specially formulated to treat dryness and for corneal protection, ensures, with its high viscoelasticity, the right degree of hydration, thus alleviating the symptoms associated with eye dryness. The presence of distilled waters of plant origin improves corneal hydration.

Indications:

Lubricating ophthalmic solution indicated for the symptomatic treatment of dry eye. Also indicated for corneal protection as tear substitute.

Method of use:

Administer one or two drops in each eye one or more times a day or as recommended by your physician.

Compositions:

Green tea water, chamomile water, hypromellose, EDTA disodium salt, potassium sorbate, buffered isotonic solution pH 7,2.

Warning:

Do not use the product if you are allergic to or have a known hypersensitivity to any of its ingredients

- The product is sterile until the bottle is opened.
- Close the bottle tightly after use.
- Do not use the product 60 days after it is opened.
- Do not use the product after the expiration date indicated on the bottle.
- Keep away from heat sources and out of reach of children.
- Do not ingest.
- Do not use the product if the packaging has been compromised.
- In the event of an adverse reaction, suspend use of the product and consult your physician.
- Take care that the tip of the bottle does not come into contact with the eye.
- Do not dispose of the bottle into the environment after use.

CE 1370

STERILE A

10 ml  

Distributore: 360 Oftal SRL, Via Lombardia 6/b, 90144 Palermo, IT
 ITALDEVICE Srl - Via Laurentina Km 26.700 - 00071 Pomezia (RM) Italia